




**MATERACE
PIANKOWE**

NOVA FORM



Pianka z pamięcią

OPIS PRODUKTU

- Nova Form został stworzony do zapobiegania ryzyku odleżyn średniego i wysokiego stopnia. Skierowany jest dla pacjentów wstających w ciągu dnia, pozostających w łóżku dłużej niż 15 godzin dziennie
- Materac jest przeznaczony dla pacjentów o wadze od 30 do 160 kg
- Materac NOVA FORM składa się z dwóch warstw:
 - Podstawy z pianki wysokoelastycznej $\geq 34\text{kg/m}^3$
 - Warstwy wierzchniej o grubości $\geq 75\text{kg/m}^3$ pianka wiskoelastyczna
- Materac pokryty jest w pełni wodoodpornym pokrowcem wykonanym z PROMUST (składa się z poliuretanu i poliestru)
- Materac NOVA FORM przeznaczony jest do łóżek o szerokościach: 70, 80, 90, 100, 110, 120, 140 i 160 cm
- Dostępne pokrowce Promust PU, Promust PUHD, Promust CIC



Spełnia ogólne wymagania rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych Klasa I



Norma łatwopalności
EN 597-1 i EN 597-2




3 lata
gwarancji






MATERACE PIANKOWE

NOVA FORM




Promust PU HIP

Suwak z jednej strony



Promust PU HIP3


Suwak z trzech stron



Promust PUHD HIPH

Suwak z trzech stron

WINCARE



Promust CIC

Suwak z czterech stron

WINCARE



Total Protection Silver (Ag+)
Contrôle des Infections Croisées - Cross Infection Control



Numer referencyjny

Opis

Wymiary (cm)

Waga pacjenta

VNOVA70HIP3	NOVA FORM 70 - PROMUST HIP3	69 x 196 x 14	35 - 140 kg
VNOVA80HIP3	NOVA FORM 80 - PROMUST HIP3	79 x 196 x 14	
VNOVA90HIP	NOVA FORM 90 - PROMUST HIP	87 x 196 x 14	
VNOVA90HIP3	NOVA FORM 90 - PROMUST HIP3	87 x 196 x 14	
VNOVA90HIPH	NOVA FORM 90 - PROMUST HIPH	87 x 196 x 14	
VNOVA90CIC	NOVA FORM 90 - PROMUST CIC	87 x 196 x 14	35 - 150 kg
VNOVA100HIP3	NOVA FORM 100 - PROMUST HIP3	97 x 196 x 14	
VNOVA110HIP3	NOVA FORM 110 - PROMUST HIP3	107 x 196 x 14	
VNOVA120HIP3	NOVA FORM 120 - PROMUST HIP3	117 x 196 x 14	35 - 160 kg
VNOVA140HIP3	NOVA FORM 140 - PROMUST HIP3	137 x 196 x 14	
VNOVA160HIP3	NOVA FORM 160 - PROMUST HIP3	157 x 196 x 14	

Konserwacja:



Pranie umiarkowane
w temperaturze
do 90°C



Maksymalne dopuszczalne
stężenie chloru
5000ppm



Suszenie
przy zmniejszonym
naprężeniu termicznym



Nie prasować



Nie czyścić na sucho