


Podwieszki



Tabela rozmiarów podwieszek



Podwieszki All Universal
bez podparcia głowy,
także z podparciem głowy:
toaletowa i niska

	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
Y (obwód bioder)	-	37 cm	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm	78 cm
X (odległość od szyi do dolnej części pleców)	-	50 cm	55 cm	66 cm	75 cm	75 cm	75 cm

Podwieszki All Universal
z podparciem głowy (PG)

Y (obwód bioder)	-	37 cm	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm	78 cm
Z (odległość od szyi do dolnej części pleców)	-	75 cm	80 cm	91 cm	100 cm	100 cm	100 cm

Podwieszki pionizacyjne

Obwód talii	-	62 – 80 cm	66 – 90 cm	80 – 100 cm	100 – 126 cm	110 – 132 cm	120 – 140 cm
--------------------	---	------------	------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Podwieszki do chodzenia

Obwód talii	62 – 75 cm	76 – 84 cm	85 – 92 cm	93 – 105 cm	106 – 114 cm	116 – 130 cm	-
--------------------	------------	------------	------------	-------------	--------------	--------------	---



Modele wieszaków



4-punktowy



3-punktowy



2-punktowy
36 cm

2-punktowy
48 cm

2-punktowy
58 cm

Informacje o podwieszkach

Przewodnik po rozmiarach podwieszek

Objaśnienie i kod kolorów są przedstawione w tabeli na stronie. Rysunek poniżej przedstawia kod w kolorze czerwonym, co oznacza, że podwieszka jest w rozmiarze S. Kod koloru jest umieszczony powyżej metki na podwieszce.



Zakładanie podwieszki na systemie haków Ergolet

- Pociągnąć do przodu aby otworzyć zaczep podwieszki
- Minimalny nacisk w dół zamyka zaczep podwieszki



Typ materiału. Wszystkie podwieszki zrobione są z poliestru.



Poliester

Bardzo wytrzymały i łatwy do czyszczenia



Siatka poliestrowa

Stworzona specjalnie do kąpeli

i Tabela modeli podwieszek.

Kategoria	Nazwa	Poliester bez podparcia głowy	Poliester z podparciem głowy	Poliester - siatka bez podparcia głowy	Poliester - siatka z podparciem głowy
Podwieszka pełna	Universal Dla amputantów	●	●	○	○
Podwieszka pełna	Universal Basic	●	●	●	●
Podwieszka pełna	Universal Comfort	●	●	●	●
Podwieszka pełna	Universal Hammock	○	○	●	●
Podwieszka pełna	UniversalHammock Toaletowa	○	○	●	●
Podwieszka półpełna	Low Back - Niska	●	○	●	○
Podwieszka półpełna	Toaletowa	●	○	○	○
Podwieszka do pionizacji	Pionizacyjna	●	○	○	○
Podwieszka do pionizacji	Pionizacyjna z 2-pasami	●	○	○	○
Podwieszka do chodzenia	Do chodzenia	●	○	○	○



• Universal Basic Kąpielowa Podparcie głowy



Model	
● Universal Basic PG kąpielowa XS	
● Universal Basic PG kąpielowa S	
● Universal Basic PG kąpielowa M	
● Universal Basic PG kąpielowa L	
● Universal Basic PG kąpielowa XL	
● Universal Basic PG kąpielowa XXL	

Item no.	
009-09833	
009-09834	
009-09835	
009-09836	
009-09837	
009-09838	

i Zastosowanie

Podwieszka z podparciem głowy jest przeznaczona dla osób, które potrzebują dodatkowego podparcia wokół ud i górnej części ciała dając użytkownikowi poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

Używana jest do przemieszczania z pozycji siedzącej lub leżącej.

Dla osób, które nie mają stabilności tułowia.

Podwieszka wykonana z poliestrowej siatki przystosowanej do kąpeli.

Max. obciążenie	275 kg
Typ	podwieszka petna
Typ materiału	Siatka poliestrowa

Pranie	 85° 
Wieszak	2, 3 i 4-punktowy
Rozmiary	XS - XXL



Wybierz
podwieszkę
Universal, która
najlepiej spełni
Twoje
oczekiwania

• Universal Basic Kąpielowa



- Model
- Universal Basic kąpielowa XS
 - Universal Basic kąpielowa S
 - Universal Basic kąpielowa M
 - Universal Basic kąpielowa L
 - Universal Basic kąpielowa XL
 - Universal Basic kąpielowa XXL

Nr. produktu
009-09813
009-09814
009-09815
009-09816
009-09817
009-09818

Zastosowanie

Podwieszka bez podparcia głowy jest przeznaczona dla osób, które posiadają dobrą kontrolę nad utrzymaniem głowy. Podwieszka zapewnia bardzo dobre podparcie wokół ud i górnej części ciała dając użytkownikowi poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

Używana jest do przemieszczania z pozycji siedzącej lub leżącej.

Dla osób, które nie mają stabilności tułowia.

Podwieszka wykonana z poliestrowej siatki przystosowanej do kąpeli.

Max. obciążenie	275 kg
Typ	podwieszka pełna
Typ materiału	Poliester

Pranie	
Wieszak	2, 3 i 4-punktowy
Rozmiary	XS - XXL

• Universal Basic Podparcie głowy



- Model
- Universal Basic PG XS
 - Universal Basic PG S
 - Universal Basic PG M
 - Universal Basic PG L
 - Universal Basic PG XL
 - Universal Basic PG XXL

Nr. produktu
009-09823
009-09824
009-09825
009-09826
009-09827
009-09828

Zastosowanie

Podwieszka z podparciem głowy przeznaczona jest dla osób, które potrzebują dodatkowego oparcia wokół głowy. Podwieszka zapewnia bardzo dobre podparcie wokół ud i górnej części ciała dając użytkownikowi poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

Używana jest do przemieszczania z pozycji siedzącej lub leżącej.

Dla osób, które nie mają stabilności tułowia.

Max. obciążenie	275 kg
Typ	podwieszka pełna
Typ materiału	Poliester

Pranie	
Wieszak	2, 3 i 4-punktowy
Rozmiary	XS - XXL

• Universal Basic



- Model
- Universal Basic XS
 - Universal Basic S
 - Universal Basic M
 - Universal Basic L
 - Universal Basic XL
 - Universal Basic XXL

Nr. produktu
009-09803
009-09804
009-09805
009-09806
009-09807
009-09808

Zastosowanie

Podwieszka bez podparcia głowy jest przeznaczona dla osób, które posiadają dobrą kontrolę nad utrzymaniem głowy. Podwieszka zapewnia bardzo dobre podparcie wokół ud i górnej części ciała dając użytkownikowi poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

Używana jest do przemieszczania z pozycji siedzącej lub leżącej.

Dla osób, które nie mają stabilności tułowia.

Max. obciążenie	275 kg
Typ	podwieszka pełna
Typ materiału	Poliester

Pranie	
Wieszak	2, 3 i 4-punktowy
Rozmiary	XS - XXL



● Universal Hammock Kąpielowa, Podparcie głowy

Model	Nr. produktu
● Universal Hammock PG siatka XS	009-09683
● Universal Hammock PG siatka S	009-09684
● Universal Hammock PG siatka M	009-09685
● Universal Hammock PG siatka L	009-09686
● Universal Hammock PG siatka XL	009-09687
● Universal Hammock PG siatka XXL	009-09688

i Zastosowanie

Podwieszka z podparciem głowy jest przeznaczona dla osób, które potrzebują dodatkowego podparcia wokół górnej części ciała i głowy.

Podwieszka zapewnia bardzo dobre podparcie całego ciała, dając użytkownikowi poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

Przeznaczona jest dla osób mniej aktywnych, które spędzają dużo czasu w pozycji siedzącej. Używana do przemieszczania z pozycji leżącej.

Podwieszka jest wykonana z poliestrowej siatki, która ma porowatą strukturę, dzięki której szybko schnie i jest idealna do kąpeli.

Max. obciążenie	275 kg	Pranie	
Typ	podwieszka pełna	Wieszak	2, 3 i 4-punktowy
Typ materiału	Siatka poliestrowa	Rozmiary	XS - XXL



● Universal Hammock Kąpielowa

Model	
● Universal Hammock siatka XS	
● Universal Hammock siatka S	
● Universal Hammock siatka M	
● Universal Hammock siatka L	
● Universal Hammock siatka XL	
● Universal Hammock siatka XXL	

Nr. produktu	
009-09673	
009-09674	
009-09675	
009-09676	
009-09677	
009-09678	

Zastosowanie

Podwieszka bez podparcia głowy jest przeznaczona dla osób, które posiadają dobrą kontrolę nad utrzymaniem głowy.

Podwieszka zapewnia bardzo dobre wsparcie całego ciała, dając użytkownikowi poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

Przeznaczona jest dla osób mniej aktywnych, które spędzają dużo czasu w pozycji siedzącej. Używana do przemieszczania z pozycji leżącej.

Podwieszka jest wykonana z poliestrowej siatki, która ma porowatą strukturę, dzięki której szybko schnie i jest idealna do kąpeli.

Max. obciążenie	275 kg	Pranie	
Typ	podwieszka pełna	Wieszak	2, 3 i 4-punktowy
Typ materiału	Siatka poliestrowa	Rozmiary	XS - XXL



• Universal Comfort Kąpielowa Podparcie głowy



- Model
- Universal Comfort PG siatka XS
 - Universal Comfort PG siatka S
 - Universal Comfort PG siatka M
 - Universal Comfort PG siatka L
 - Universal Comfort PG siatka XL
 - Universal Comfort PG siatka XXL

Nr. produktu
009-09773
009-09774
009-09775
009-09776
009-09777
009-09778

Zastosowanie

Podwieszka z podparciem głowy jest przeznaczona dla osób, które potrzebują dodatkowego podparcia wokół głowy.

Podwieszka zapewnia dobre wsparcie ciała i stabilizuje miednicę, podpira górną część ciała dając użytkownikowi poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

Dla osób ze stopniem fizycznej niepełnosprawności lub z innymi specjalnymi potrzebami. Używana do przemieszczania z pozycji siedzącej lub leżącej.

Podwieszka wykonana jest z poliestrowej siatki przystosowanej do kąpiel.

Max. obciążenie	275 kg	Pranie	
Typ	podwieszka pełna	Wieszak	2, 3 i 4-punktowy
Typ materiału	Siatka poliestrowa	Rozmiary	XS - XXL



Universal Comfort Kąpielowa



- Model
- Universal Comfort siatka XS
 - Universal Comfort siatka S
 - Universal Comfort siatka M
 - Universal Comfort siatka L
 - Universal Comfort siatka XL
 - Universal Comfort siatka XXL

Nr. produktu
009-09853
009-09854
009-09855
009-09856
009-09857
009-09858

Zastosowanie

Podwieszka bez podparcia głowy jest przeznaczona dla osób, które posiadają dobrą kontrolę nad utrzymaniem głowy.

Podwieszka zapewnia dobre wsparcie ciała i stabilizuje miednicę, podpira górną część ciała dając użytkownikowi poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

Dla osób ze stopniem fizycznej niepełnosprawności lub z innymi specjalnymi potrzebami. Używana do przemieszczania z pozycji siedzącej lub leżącej.

Podwieszka wykonana jest z poliestrowej siatki przystosowanej do kąpeli.

Max. obciążenie 275 kg

Pranie



Typ podwieszka pełna

Wieszak

2-punktowy

Typ materiału Siatka poliestrowa

Rozmiary

XS - XXL

Universal Comfort Podparcie głowy



- Model
- Universal Comfort PG XS
 - Universal Comfort PG S
 - Universal Comfort PG M
 - Universal Comfort PG L
 - Universal Comfort PG XL
 - Universal Comfort PG XXL

Nr. produktu
009-09763
009-09764
009-09765
009-09766
009-09767
009-09768

Zastosowanie

Podwieszka z podparciem głowy jest przeznaczona dla osób, które potrzebują dodatkowego podparcia wokół głowy.

Podwieszka zapewnia dobre wsparcie ciała i stabilizuje miednicę, podpira górną część ciała dając użytkownikowi poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

Dla osób ze stopniem fizycznej niepełnosprawności lub z innymi specjalnymi potrzebami. Używana do przemieszczania z pozycji siedzącej lub leżącej.

Max. obciążenie 275 kg

Pranie



Typ podwieszka pełna

Wieszak

2, 3 i 4-punktowy

Typ materiału Poliester

Rozmiary

XS - XXL

Universal Comfort



- Model
- Universal Comfort XS
 - Universal Comfort S
 - Universal Comfort M
 - Universal Comfort L
 - Universal Comfort XL
 - Universal Comfort XXL

Nr. produktu
009-09843
009-09844
009-09845
009-09846
009-09847
009-09848

Zastosowanie

Podwieszka bez podparcia głowy jest przeznaczona dla osób, które posiadają dobrą kontrolę nad utrzymaniem głowy.

Podwieszka zapewnia dobre wsparcie ciała i stabilizuje miednicę, podpira górną część ciała dając użytkownikowi poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

Dla osób ze stopniem fizycznej niepełnosprawności lub z innymi specjalnymi potrzebami. Używana do przemieszczania z pozycji siedzącej lub leżącej.

Max. obciążenie 275 kg

Pranie



Typ podwieszka pełna

Wieszak

2-punktowy

Typ materiału Poliester

Rozmiary

XS - XXL



● Universal dla amputantów Podparcie głowy



● Universal dla amputantów



Model	Nr. produktu
● Universal Dla Amputantów PG XS	009-09753
● Universal Dla Amputantów PG S	009-09754
● Universal Dla Amputantów PG M	009-09755
● Universal Dla Amputantów PG L	009-09756
● Universal Dla Amputantów PG XL	009-09757
● Universal Dla Amputantów PG XXL	009-09758

Zastosowanie

Podwieszka z podparciem głowy jest przeznaczona dla osób, które potrzebują dodatkowego podparcia wokół głowy.

Podwieszka ma dodatkowe podparcie wokół ud i miednicy.

Pasy przy nogach mają dużą, usztywnioną powierzchnię, która redukuje nacisk na całą kość udową.

Przeznaczona dla osób po amputacji jednej lub obu nóg.

Podwieszka używana jest do przemieszczania z pozycji siedzącej lub leżącej.

Max. obciążenie	275 kg	Pranie	
Typ	podwieszka pełna	Wieszak	2, 3 i 4-punktowy
Typ materiału	Poliester	Rozmiary	XS - XXL



Model	Nr. produktu
● Universal Dla Amputantów XS	009-09743
● Universal Dla Amputantów S	009-09744
● Universal Dla Amputantów M	009-09745
● Universal Dla Amputantów L	009-09746
● Universal Dla Amputantów XL	009-09747
● Universal Dla Amputantów XXL	009-09748

Zastosowanie

Podwieszka bez podparcia głowy jest przeznaczona dla osób, które posiadają dobrą kontrolę nad utrzymaniem głowy.

Pasy przy nogach mają dużą, usztywnioną powierzchnię, która redukuje nacisk na całą kość udową.

Przeznaczona dla osób po amputacji jednej lub obu nóg.

Podwieszka używana jest do przemieszczania z pozycji siedzącej lub leżącej.

Max. obciążenie	275 kg	Pranie	
Typ	podwieszka pełna	Wieszak	2, 3 i 4-punktowy
Typ materiału	Poliester	Rozmiary	XS - XXL



• Toilet



Model	Nr. produktu
● Podwieszka toaletowa XS	009-09543
● Podwieszka toaletowa S	009-09544
● Podwieszka toaletowa M	009-09545
● Podwieszka toaletowa L	009-09546
● Podwieszka toaletowa XL	009-09547
● Podwieszka toaletowa XXL	009-09548

i Zastosowanie

Podwieszka zapewnia wyprostowaną postawę, która umożliwia właściwą pozycję użytkownika.

Podwieszka ma szeroki otwór wokół dolnej części ciała, który sprawia, że czynności toaletowe jak i zmiana ubrań są ułatwione.

Używana jest do przemieszczania do i z toalety.

Przeznaczona dla osób z dobrą kontrolą górnej części ciała jak i głowy.

Stosowana do przemieszczania z pozycji siedzącej lub półsiedzącej.

Max. obciążenie	275 kg	Pranie	
Typ	Podwieszka półpełna	Wieszak	2, 3 i 4-punktowy
Typ materiału	Poliester	Rozmiary	XS - XXL

• Low Back



Model	Nr. produktu
● Low Back - niska XS	009-09633
● Low Back - niska S	009-09634
● Low Back - niska M	009-09635
● Low Back - niska L	009-09636
● Low Back - niska XL	009-09637
● Low Back - niska XXL	009-09638

i Zastosowanie

Podwieszka zapewnia podparcie pod udem, jak również od miednicy po łopatkę.

Stosowana do przemieszczania z pozycji siedzącej lub półsiedzącej.

Max. obciążenie	275 kg	Pranie	
Typ	Podwieszka półpełna	Wieszak	2, 3 i 4-punktowy
Typ materiału	Poliester	Rozmiary	XS - XXL



• Walking



Model

- Walking XS
- Walking S
- Walking M
- Walking L
- Walking XL

Nr. produktu

- 009- 09883
- 009- 09884
- 009- 09885
- 009- 09886
- 009- 09887



Zastosowanie

Podwieszka zapewnia bezpieczeństwo i podparcie w przypadkach kiedy użytkownik traci równowagę podczas ćwiczeń.

Podwieszka może być regulowana na różne sposoby. Możliwa jest regulacja wokół tułowia, długości pasów przy nogach i pasów nad ramionami.

Używana do treningu z Ergo Trainerem lub podnośnikami stacjonarnymi.

Dla osób, które potrzebują podparcia przy treningu chodu lub wstawania.

Max. obciążenie

180 kg

Typ

Podwieszka do chodzenia

Typ materiału

Poliester

Pranie



Wieszak

2, 3 i 4-punktowy

Rozmiary

XXS - XL



• Standing



Model	Nr. produktu
● Podwieszka pionizacyjna S	009-09594
● Podwieszka pionizacyjna M	009-09595
● Podwieszka pionizacyjna L	009-09596
● Podwieszka pionizacyjna XL	009-09597
● Podwieszka pionizacyjna XXL	009-09598

Zastosowanie

Podwieszka zapewnia dobre podparcie dolnej części pleców, dając użytkownikowi poczucie bezpieczeństwa kiedy jest podnoszony i kiedy stoi.

Przeznaczona jest dla osób z dobrą kontrolą górnej części ciała i z pewną funkcją kończyn dolnych.

Używana do przemieszczania z pozycji siedzącej.

Max. obciążenie	275 kg	Pranie	
Typ	Podwieszka pionizacyjna	Wieszak	Pionizator
Typ materiału	Poliester	Rozmiary	S - XXL



• Standing 2-pasy



Model	Nr. produktu
● Podwieszka do pionizacji 2-pasy XS	009-09563
● Podwieszka do pionizacji 2-pasy S	009-09564
● Podwieszka do pionizacji 2-pasy M	009-09565
● Podwieszka do pionizacji 2-pasy L	009-09566
● Podwieszka do pionizacji 2-pasy XL	009-09567
● Podwieszka do pionizacji 2-pasy XXL	009-09568

Zastosowanie

Podwieszka z dwoma pasami jest przystosowana dla osób z większym brzuchem, pasy podwieszki mogą być rozdzielone i zaciśnięte nad i pod brzuchem.

Podwieszka zapewnia dobre podparcie dolnej części pleców, dając użytkownikowi poczucie bezpieczeństwa kiedy jest podnoszony i kiedy stoi.

Przeznaczona jest dla osób z dobrą kontrolą górnej części ciała i z pewną funkcją kończyn dolnych.

Używana do przemieszczania z pozycji siedzącej.

Max. obciążenie	275 kg	Pranie	
Typ	Podwieszka pionizacyjna	Wieszak	Pionizator
Typ materiału	Poliester	Rozmiary	XS - XXL

